

# TruSight™ Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput

Ermöglicht flexibles und skalierbares umfassendes genomisches Profiling von FFPE-Proben

- Analyse zahlreicher Tumorvariantentypen und wichtiger Biomarker aus über 500 Genen in DNA und RNA mit einem einzigen Assay
- Von der Probe zu Ergebnissen in 4 bis 5 Tagen mit manuellen oder automatischen Workflows, die Bibliotheksvorbereitung, Sequenzierung und Datenanalyse umfassen
- Generierung genauer Daten und zuverlässiger Ergebnisse, die anspruchsvolle Leistungsspezifikationen erfüllen
- Lagerung der Proben in der eigenen Einrichtung und Ermittlung der für die Einrichtung und die Community relevanten Daten

**illumina**®

## Einleitung

Aktuelle Studien mit großen Kohorten haben gezeigt, dass sich mit umfassendem genomischem Profiling in bis zu 90 % der Proben relevante genetische Abweichungen ermitteln lassen.<sup>1-6</sup> Der Einsatz eines einzelnen umfassenden Assays zur Untersuchung einer großen Bandbreite an Biomarkern erfordert weniger Probenmaterial und liefert im Vergleich zu mehrfachen, wiederholten Tests schneller Ergebnisse. Mit TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput (Tabelle 1) unterstützt Illumina Forscher, denen nur begrenzt Gewebe und Zeit zur Verfügung stehen. Mit bewährter Technologie, relevanten Biomarker-Inhalten und mehreren etablierten Partnerschaften mit Pharmaunternehmen sind diese Assays bestens als Grundlage für zukünftige diagnostische Assays für das Tumor-Profilung geeignet.

### Analyse zahlreicher Tumorarten und Biomarker mit einem Workflow

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput sind NGS-Assays (Next-Generation Sequencing, Sequenzierung der nächsten Generation),




Abbildung 1: Von TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput erkannte Variantentypen

die DNA und RNA (Abbildung 1) gleichzeitig in einem integrierten Workflow (Abbildung 2) analysieren. Die Panel-Inhalte umfassen zahlreiche Variantentypen und wichtige Biomarker (Abbildung 3) aus 523 krebisrelevanten Genen in DNA und RNA (Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4). Dadurch gehen weder wertvolle Zeit noch wertvolles Probenmaterial wie formalinfixierte, in Paraffin eingebettete Proben (Formalin Fixed Paraffin Embedded, FFPE) für wiederholte Tests verloren.

Tabelle 1: TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput

Parameter	TruSight Oncology 500	TruSight Oncology 500 High-Throughput
System	Systeme NextSeq 500, NextSeq 550 oder NextSeq 550Dx (Forschungsmodus)	NovaSeq 6000
Panelgröße	1,94 Mb DNA, 358 kb RNA	1,94 Mb DNA, 358 kb RNA
Erforderliche DNA-Zugabe	40 ng	40 ng
Erforderliche RNA-Zugabe	40 ng	40–80 ng
Erforderliche FFPE-Zugabe	Mindestempfehlung von 2 mm <sup>3</sup> aus FFPE-Gewebeproben	Mindestempfehlung von 2 mm <sup>3</sup> aus FFPE-Gewebeproben
Assay-Zeit insgesamt	4–5 Tage von der Nukleinsäure zum Variantenbericht	4–5 Tage von der Nukleinsäure zum Variantenbericht
Laufzeit der Sequenzierung	24 Stunden	19 Stunden (SP und S1), 25 Stunden (S2) oder 36 Stunden (S4)
Sequenzierungslauf	2 × 101 Zyklen	2 × 101 Zyklen
Probendurchsatz	8 Proben je Lauf	16–192 Proben je Lauf
Nachweisgrenze	5 % VAF für kleine Varianten 5 Kopien pro ng RNA-Zugabe für Fusionen 2,2-facher Fold-Change für CNVs	5 % VAF für kleine Varianten 5 Kopien pro ng RNA-Zugabe für Fusionen (Zugabe von 80 ng) 2,2-facher Fold-Change für CNVs
Analytische Sensitivität	> 96 % (für alle Variantentypen bei 5 % VAF)	> 96 % (für alle Variantentypen bei 5 % VAF)
Analytische Spezifität	99,9998 %	99,9998 %



Abbildung 2: TruSight Oncology 500-Workflow: TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput lassen sich in aktuelle Labor-Workflows integrieren. Die Verarbeitung von Nukleinsäuren bis zu den Varianten-Calls nimmt 4 Tage in Anspruch. Local Run Manager ist nur mit TruSight Oncology 500 verfügbar.

- a. TruSight Oncology 500- und TruSight Oncology 500 High-Throughput-Kits sind in automatisierungsgerechten Versionen erhältlich.
- b. DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.
- c. Local Run Manager ist nur auf dem NextSeq 550-System verfügbar.

**NTRK1, NTRK2, NTRK3 (Pan-Cancer) | MSI (Pan-Cancer) | TMB (Pan-Cancer)**

Lunge	Melanom	Dickdarm	Ovarial	Brust	Magen	Blase	Sarkom
AKT1 ALK BRAF DDR2 EGFR ERBB2 FGFR1 FGFR3 KRAS MAP2K1 MET NRAS PIK3CA PTEN RET TP53	BRAF CTNNB1 GNA11 GNAQ KIT MAP2K1 NF1 NRAS PDGFRA PIK3CA PTEN TP53	AKT1 BRAF HRAS KRAS MET MLH1 MSH2 MSH6 NRAS PIK3CA PMS2 PTEN SMAD4 TP53	BRAF BRCA1 BRCA2 KRAS PDGFRA FOXL2 TP53	AKT1 AR BRCA1 BRCA2 ERBB2 FGFR1 FGFR2 PIK3CA PTEN	BRAF KIT KRAS MET MLH1 PDGFRA TP53	MSH6 PMS2 TSC1	ALK APC BRAF CDK4 CTNNB1 ETV6 EWSR1 FOXO1 GLI1 KIT MDM2 MYOD1 NAB2 NF1 PAX3 PAX7 PDGFRA PDGFRB SDHB SDHC SMARCB1 TFE3 WT1

Abbildung 3: Biomarker für genomisches Tumor-Profilierung mehrerer Krebsarten: TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput umfassen Biomarker für mehrere Krebsarten aus wichtigen Richtlinien sowie neuartige Pan-Cancer-Biomarker wie MSI, NTRK1-3 und TMB.

Tabelle 2: DNA-Inhalte von TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput

ABL1	BCR	CHEK1	EPHA7	FGF23	GSK3B	IDH2	MAP3K1	NF2	PIK3CA	RAD51D	SMAD4	TGFBR2
ABL2	BIRC3	CHEK2	EPHB1	FGF3	H3F3A	IFNGR1	MAP3K13	NFE2L2	PIK3CB	RAD52	SMARCA4	TMEM127
ACVR1	BLM	CIC	ERBB2	FGF4	H3F3B	INHBA	MAP3K14	NFKBIA	PIK3CD	RAD54L	SMARCB1	TMPRSS2
ACVR1B	BMPR1A	CREBBP	ERBB3	FGF5	H3F3C	INPP4A	MAP3K4	NKX2-1	PIK3CG	RAF1	SMARCD1	TNFAIP3
AKT1	BRAF	CRKL	ERBB4	FGF6	HGF	INPP4B	MAPK1	NKX3-1	PIK3R1	RANBP2	SMC1A	TNFRSF14
AKT2	BRCA1	CRLF2	ERCC1	FGF7	HIST1H1C	INSR	MAPK3	NOTCH1	PIK3R2	RARA	SMC3	TOP1
AKT3	BRCA2	CSF1R	ERCC2	FGFR1	HIST1H2BD	IRF2	MAX	NOTCH2	PIK3R3	RASA1	SMO	TOP2A
ALK	BRD4	CSF3R	ERCC3	FGFR2	HIST1H3A	IRF4	MCL1	NOTCH3	PIM1	RB1	SNCAIP	TP53
ALOX12B	BRIP1	CSNK1A1	ERCC4	FGFR3	HIST1H3B	IRS1	MDC1	NOTCH4	PLCG2	RBM10	SOCS1	TP63
ANKRD11	BTG1	CTCF	ERCC5	FGFR4	HIST1H3C	IRS2	MDM2	NPM1	PLK2	RECQL4	SOX10	TRAF2
ANKRD26	BTK	CTLA4	ERG	FH	HIST1H3D	JAK1	MDM4	NRAS	PMAIP1	REL	SOX17	TRAF7
APC	C11orf30	CTNNA1	ERF1	FLCN	HIST1H3E	JAK2	MED12	NRG1	PMS1	RET	SOX2	TSC1
AR	CALR	CTNNB1	ESR1	FLI1	HIST1H3F	JAK3	MEF2B	NSD1	PMS2	RFWD2	SOX9	TSC2
ARAF	CARD11	CUL3	ETS1	FLT1	HIST1H3G	JUN	MEN1	NTRK1	PNRC1	RHEB	SPEN	TSHR
ARFRP1	CASP8	CUX1	ETV1	FLT3	HIST1H3H	KAT6A	MET	NTRK2	POLD1	RHOA	SPOP	U2AF1
ARID1A	CBFB	CXCR4	ETV4	FLT4	HIST1H3I	KDM5A	MGA	NTRK3	POLE	RICTOR	SPTA1	VEGFA
ARID1B	CBL	CYLD	ETV5	FOXA1	HIST1H3J	KDM5C	MITF	NUP93	PPARG	RIT1	SRC	VHL
ARID2	CCND1	DAXX	ETV6	FOXL2	HIST2H3A	KDM6A	MLH1	NUTM1	PPM1D	RNF43	SRSF2	VTCN1
ARID5B	CCND2	DCUN1D1	EWSR1	FOXO1	HIST2H3C	KDR	MLL	PAK1	PPP2R1A	ROS1	STAG1	WISP3
ASXL1	CCND3	DDR2	EZH2	FOXP1	HIST2H3D	KEAP1	MLL2	PAK3	PPP2R2A	RPS6KA4	STAG2	WT1
ASXL2	CCNE1	DDX41	FAM123B	FRS2	HIST3H3	KEL	MPL	PAK7	PPP6C	RPS6KB1	STAT3	XIAP
ATM	CD274	DHX15	FAM175A	FUBP1	HLA-A	KIF5B	MRE11A	PALB2	PRDM1	RPS6KB2	STAT4	XPO1
ATR	CD276	DICER1	FAM46C	FYN	HLA-B	KIT	MSH2	PARK2	PREX2	RPTOR	STAT5A	XRCC2
ATRX	CD74	DIS3	FANCA	GABRA6	HLA-C	KLF4	MSH3	PARP1	PRKAR1A	RUNX1	STAT5B	YAP1
AURKA	CD79A	DNAJB1	FANCC	GATA1	HNF1A	KLHL6	MSH6	PAX3	PRKCI	RUNX1T1	STK11	YES1
AURKB	CD79B	DNMT1	FANCD2	GATA2	HNRNPK	KMT2B	MST1	PAX5	PRKDC	RYBP	STK40	ZBTB2
AXIN1	CDC73	DNMT3A	FANCE	GATA3	HOXB13	KMT2C	MST1R	PAX7	PRSS8	SDHA	SUFU	ZBTB7A
AXIN2	CDH1	DNMT3B	FANCF	GATA4	IGF1	KMT2D	MTOR	PAX8	PTCH1	SDHAF2	SUZ12	ZFH3
AXL	CDK12	DOT1L	FANCG	GATA6	IGF1R	KRAS	MUTYH	PBRM1	PTEN	SDHB	SYK	ZNF217
B2M	CDK4	E2F3	FANCI	GEN1	IGF2	LAMP1	MYB	PDCD1	PTPN11	SDHC	TAF1	ZNF703
BAP1	CDK6	EED	FANCL	GID4	IKBKE	LATS1	MYC	PDCD1LG2	PTPRD	SDHD	TBX3	ZRSR2
BARD1	CDK8	EGFL7	FAS	GLI1	IKZF1	LATS2	MYCL1	PDGFRA	PTPRS	SETBP1	TCEB1	
BBC3	CDKN1A	EGFR	FAT1	GNA11	IL10	LMO1	MYCN	PDGFRB	PTPRT	SETD2	TCF3	
BCL10	CDKN1B	EIF1AX	FBXW7	GNA13	IL7R	LRP1B	MYD88	PDK1	QKI	SF3B1	TCF7L2	
BCL2	CDKN2A	EIF4A2	FGF1	GNAQ	INHBA	LYN	MYO10	PDPK1	RAB35	SH2B3	TERC	
BCL2L1	CDKN2B	EIF4E	FGF8	GNAS	HRAS	LZTR1	NAB2	PGR	RAC1	SH2D1A	TERT	
BCL2L11	CDKN2C	EML4	FGF9	GPR124	HSD3B1	MAGI2	NBN	PHF6	RAD21	SHQ1	TET1	
BCL2L2	CEBPA	EP300	FGF10	GPS2	HSP90AA1	MALT1	NCOA3	PHOX2B	RAD50	SLIT2	TET2	
BCL6	CENPA	EPCAM	FGF14	GREM1	ICOSLG	MAP2K1	NCOR1	PIK3C2B	RAD51	SLX4	TFE3	
BCOR	CHD2	EPHA3	FGF19	GRIN2A	ID3	MAP2K2	NEGR1	PIK3C2G	RAD51B	SMAD2	TFRC	
BCORL1	CHD4	EPHA5	FGF2	GRM3	IDH1	MAP2K4	NF1	PIK3C3	RAD51C	SMAD3	TGFBR1	

Ausgegraute Inhalte werden für die CNV-Erkennung analysiert.

Tabelle 3: RNA-Inhalte in den Panels TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput

<i>ABL1</i>	<i>EGFR</i>	<i>FGFR2</i>	<i>MLL</i>	<i>PAX3</i>
<i>AKT3</i>	<i>EML4</i>	<i>FGFR3</i>	<i>MLL2</i>	<i>PAX7</i>
<i>ALK</i>	<i>ERBB2</i>	<i>FGFR4</i>	<i>MSH2</i>	<i>PDGFRA</i>
<i>AR</i>	<i>ERG</i>	<i>FLI1</i>	<i>MYC</i>	<i>PDGFRB</i>
<i>AXL</i>	<i>ESR1</i>	<i>FLT1</i>	<i>NOTCH1</i>	<i>PIK3CA</i>
<i>BCL2</i>	<i>ETS1</i>	<i>FLT3</i>	<i>NOTCH2</i>	<i>PPARG</i>
<i>BRAF</i>	<i>ETV1</i>	<i>JAK2</i>	<i>NOTCH3</i>	<i>RAF1</i>
<i>BRCA1</i>	<i>ETV4</i>	<i>KDR</i>	<i>NRG1</i>	<i>RET</i>
<i>BRCA2</i>	<i>ETV5</i>	<i>KIF5B</i>	<i>NTRK1</i>	<i>ROS1</i>
<i>CDK4</i>	<i>EWSR1</i>	<i>KIT</i>	<i>NTRK2</i>	<i>RPS6KB1</i>
<i>CSF1R</i>	<i>FGFR1</i>	<i>MET</i>	<i>NTRK3</i>	<i>TMPRSS2</i>

Alle aufgeführten Gene werden auf bekannte und neue Fusionen untersucht. Grau unterlegte Inhalte werden auf Spleißvarianten analysiert.

Tabelle 4: Gleichzeitige Analyse mehrerer Lungenkrebs-Biomarker in DNA und RNA aus derselben Probe

Biomarker	DNA-Inhalt	RNA-Inhalt
MSI	✓	
TMB	✓	
Biomarker-Gene	Kleine Varianten	Fusionen
<i>AKT1</i>	✓	
<i>ALK</i>	✓	✓
<i>BRAF</i>	✓	✓
<i>DDR2</i>	✓	
<i>EGFR</i>	✓	✓
<i>ERBB2</i>	✓	✓
<i>FGFR1</i>	✓	✓
<i>FGFR3</i>	✓	✓
<i>KRAS</i>	✓	
<i>MAP2K1</i>	✓	
<i>MET</i>	✓	✓
<i>NRAS</i>	✓	
<i>NTRK1</i>	✓	✓
<i>NTRK2</i>	✓	✓
<i>NTRK3</i>	✓	✓
<i>PIK3Ca</i>	✓	✓
<i>PTEN</i>	✓	
<i>RET</i>	✓	✓
<i>TP53</i>	✓	

## Umfassendes Inhaltsdesign

Illumina hat beim Design der Inhalte von TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput mit anerkannten Experten im Bereich Onkologie zusammengearbeitet. Die entwickelten Panels bieten eine umfassende Coverage von Biomarkern, die in zahlreichen Krebsarten häufig Mutationen aufweisen (Abbildung 3), einschließlich 523 Einzelnukleotid-Varianten (Single Nucleotide Variants, SNVs), Insertionen/Deletionen (Indels), Kopienzahlvarianten (Copy Number Variations, CNVs) und neuen Fusionen und Spleißvarianten bei 55 Genen (Tabelle 2, Tabelle 3). Die Inhalte umfassen in aktuellen Richtlinien enthaltene Gene mit einer umfassenden Coverage entscheidender Richtlinien für mehrere Tumorarten (Abbildung 4) und Gene, die in über 1.000 klinischen Studien von Bedeutung sind. Zusätzlich enthalten die TruSight Oncology 500-Panels den Biomarker Mikrosatelliteninstabilität (MSI) – einschließlich bekannter Korrelationen zum Ansprechen<sup>7-9</sup> – sowie den Biomarker Tumormutationslast (Tumor Mutational Burden, TMB) (Tabelle 4).<sup>10</sup>




Abbildung 4: Alignment der Inhalte von TruSight Oncology 500 mit wichtigen Richtlinien nach Krebsart. Die Abbildung enthält Beispiele für das Alignment der Inhalte und ist keinesfalls erschöpfend.

## Integrierter Workflow

Der umfassende, optimierte Workflow von der Probenzugabe bis zum endgültigen Bericht ([Abbildung 2](#)) vereinfacht den Einsatz von CGP in der eigenen Einrichtung. Automatisierte Bibliotheksvorbereitungskits und entsprechende Methoden, Tools für das Varianten-Calling sowie Software für die Interpretation und Berichterstellung sorgen für einen reibungslosen Workflow, der nur 4 Tage dauert.

## DNA oder RNA als Ausgangsmaterial

Die TruSight Oncology 500-Assays können mit aus der gleichen Probe extrahierter RNA oder DNA als Zugabematerial verwendet werden. Bei der Verwendung von DNA beginnt die Probenvorbereitung mit dem Schneiden genomischer DNA (gDNA). Bei der Verwendung von RNA als Ausgangsmaterial besteht der erste Schritt in der reversen Transkription der Probe in cDNA. Sequenzierungsfertige Bibliotheken werden gleichzeitig anhand von geschnittener gDNA und cDNA generiert.

## Effizienz durch Automatisierung

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput eignen sich sowohl für die manuelle als auch für die automatische Verarbeitung und ermöglichen so die skalierbare Bibliotheksvorbereitung. Illumina bietet in Partnerschaft mit den führenden Liquid-Handling-Anbietern Hamiton und Beckman Coulter Life Sciences vollständig automatisierte Workflows für TruSight Oncology 500-Assays, die sich für viele Durchsatzbereiche eignen. Diese automatisierten Protokolle zeichnen sich durch dieselbe hohe Qualität der Ergebnisse aus wie manuelle Protokolle. Außerdem entfallen bis zu 50 % des manuellen Aufwands, wodurch Labore Arbeitskosten einsparen und effizienter arbeiten.

## Hinzufügen von Tags für analytische Spezifität

Während der Bibliotheksvorbereitung werden den gDNA- oder cDNA-Fragmenten eindeutige molekulare Identifikatoren (Unique Molecular Identifiers, UMIs)<sup>11</sup> hinzugefügt. Diese UMIs ermöglichen die Erkennung von Varianten bei niedriger Allelvariantenhäufigkeit (Variant Allele Frequency, VAF) und verhindern zugleich Fehler, sodass hohe Spezifität gewährleistet werden kann.

## Zielgerichtete Verarbeitung durch Anreicherung von Bibliotheken

Die Bibliotheksvorbereitung basiert auf bewährter Hybriderfassungsschemie unter Verwendung biotinylierter Sonden und Streptavidin-beschichteter magnetischer Beads, um ausgewählte Ziele von DNA- und RNA-basierten Bibliotheken zu reinigen.

Regionen von Interesse hybridisieren sich an biotinylierten Sonden, werden magnetisch heruntergezogen und anschließend eluiert, um den Bibliothekspool anzureichern. Bei der auf Hybridisierung basierenden Anreicherung handelt es sich um eine nützliche Strategie zur Analyse genetischer Varianten in einer bestimmten Probe sowie zur zuverlässigen Sequenzierung von Exomen bzw. einer großen Anzahl von Genen (z. B. > 50 Gene). Diese Sequenzierung liefert über einen großen Bereich von Zugabetypen und -mengen hinweg verlässliche Ergebnisse. Hybriderfassungsschemie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der Amplikonsequenzierung, darunter Ergebnisdaten mit weniger Artefakten und Verlusten. Außerdem ist Hybriderfassungsschemie fusionsunabhängig, was die Erkennung und Charakterisierung bekannter und neuer Fusionen ermöglicht. Im Gegensatz zu amplikonbasierten Konzepten, bei denen Bestätigungstests zum Ausschluss falsch-positiver Ergebnisse erforderlich sind, ist das Hybriderfassungsverfahren hochgradig empfindlich und kann Genfusionen mit bekannten und neuen Partnern genau charakterisieren.

## Sequenzieren von 8 bis 192 Proben

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput verwenden denselben Workflow für die Proben- und Bibliotheksvorbereitung. Der Hauptunterschied zwischen den Assays liegt im Umfang. TruSight Oncology 500 wird auf dem System NextSeq™ 500 oder NextSeq 550Dx\* ausgeführt, bei denen bis zu acht Proben zu einem Batch zusammengefasst werden können. TruSight Oncology 500 High-Throughput ist auf einen höheren Probendurchsatz skalierbar. Bei der Ausführung auf dem System NovaSeq™ 6000 können Kunden 16 bis 192 Proben zu einem Batch zusammenfassen. Diese Flexibilität wird durch die Verfügbarkeit von 192 eindeutigen Indizes für TruSight Oncology 500 High-Throughput sowie die NovaSeq-Fließzellen ermöglicht, die sich für unterschiedliche Durchsatzniveaus eignen ([Tabelle 5](#)). Alle Probenindizes zeichnen sich durch eine konsistente Leistung aus, die Sequenzierungsmetriken über den Qualitätssicherungserwartungen liefern.

Tabelle 5: Skalierbare Lösung

Assay	TruSight Oncology 500	TruSight Oncology 500 High-Throughput			
Gerät	NextSeq 550 oder NextSeq 550Dx <sup>a</sup>	NovaSeq 6000			
Fließzelle	High-output	SP	S1	S2	S4
Anzahl der Proben	8	16	32	72	192

a. NextSeq 550Dx-Gerät im Forschungsmodus

\* NextSeq 550Dx-Gerät im Forschungsmodus

## Daten analysieren

Das Varianten-Calling für TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput erfolgt derzeit über eine lokale App oder einen lokalen Server. Eine DRAGEN™-Version der App, die vor Ort auf einem lokalen DRAGEN-Server oder als Cloudlösung ausgeführt werden kann, ist in Kürze erhältlich. Beide Apps nutzen ausgefeilte, proprietäre Algorithmen, die Fehler, Artefakte und Keimbahnvarianten entfernen. Hieraus ergibt sich ein hochgenaues Varianten-Calling mit einer analytischen Spezifität von 99,9998 %. Eine Spezifität auf diesem Niveau ist besonders dann von Vorteil, wenn es wichtig ist, zu bestimmen, wie viele Mutationen pro Mb vorliegen, beispielsweise bei der TMB-Evaluierung mit dem Tumor-Only-Workflow. Die Analyse von DNA-Variantendaten mit der TruSight Oncology 500 Local App und der TruSight Oncology 500 DRAGEN App liefert übereinstimmende Ergebnisse (Abbildung 5C, Abbildung 6C). Die DRAGEN App ist hierbei jedoch 2- bis 4-mal so schnell wie die Local App (Tabelle 6), womit die endgültigen Ergebnisse früher zur Verfügung stehen.

Für die Interpretation und die Berichterstellung können Variantenberichtsdateien einfach in die PierianDx Clinical Genomics Workspace-Cloud hochgeladen werden. PierianDx Clinical Genomics Workspace übernimmt auf Basis einer umfassenden, fortlaufend aktualisierten und von Experten kuratierten Genomik-Knowledgebase<sup>12</sup> die Variantenannotation sowie die Filterung und sorgt so für eine reibungslose Interpretation und Berichterstellung. PierianDx Clinical Genomics Workspace filtert und priorisiert aus Tausenden Varianten im Genom die biologisch relevanten Varianten für den abschließenden, automatisch generierten und anpassbaren Genomikbericht.

Tabelle 6: Schnellere Analyse mit der TruSight Oncology 500 DRAGEN App<sup>a</sup>

Anz. Gewebe- biopsieproben	Durchschnittliche Dauer der Analyse <sup>b</sup>	
	Local App <sup>c</sup>	DRAGEN App <sup>d</sup>
8	5,5 Stunden	2 Stunden
16	12 Stunden	3 Stunden
32	18 Stunden	5 Stunden
72	24 Stunden	10 Stunden

- a. DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.
- b. Die Analysezeiten basieren auf tatsächlichen Läufen. Die Dauer variiert von Lauf zu Lauf.
- c. Spezifikationen für lokale Server: Amazon EC2, c5.9xlarge-Instanz (36 vCPU, 72 GiB Speicher). Die Analysedauer ist abhängig von den Serverspezifikationen.
- d. Die DRAGEN App wird auf dem DRAGEN Server v3 ausgeführt.

## Bewährte, verlässliche Ergebnisse

Obwohl TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput für eine Ausführung auf getrennten Sequenzierungsplattformen mit unterschiedlichen Durchsatzoptionen vorgesehen sind, verfügen die Assays über die gleichen genomischen Inhalte und Leistungserwartungen für das Varianten-Calling. Beide Assays weisen eine hohe Übereinstimmung bei der Erkennung von MSI, TMB, CNVs, kleinen Varianten und Fusionen auf.

### Präzise Beurteilung von TMB und MSI

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput sind zur Untersuchung von MSI und TMB auf der Grundlage einer Analyse mehrerer genomischer Loci gut geeignet. Der MSI-Status wird herkömmlicherweise mit PCR (MSI-PCR) und Immunhistochemie analysiert. Im Gegensatz zu anderen Methoden, die qualitative Ergebnisse mit der Beschreibung der Proben als MSI-stabil oder MSI-hoch bieten, untersucht eine NGS-basierte Ermittlung mit den TruSight Oncology 500-Assays 130 Homopolymer-MSI-Markerorte, um einen genauen quantitativen Score für den MSI-Status zu berechnen (Abbildung 5).<sup>13</sup>

Mit kleineren Panels kann es eine große Herausforderung darstellen, bei niedrigen Mutationsstufen präzise und reproduzierbare TMB-Werte zu erhalten. Die TruSight Oncology 500-Panels liefern anhand von umfassenden genomischen Inhalten in Kombination mit komplexen Informatikalgorithmen eine genaue TMB-Beurteilung, die eine hohe Übereinstimmung mit Gesamtexomstudien aufweist (Abbildung 6, Tabelle 7).<sup>13</sup> Zusätzliche UMIs während der Bibliotheksvorbereitung in Verbindung mit proprietärer Illumina-Informatik reduzieren Sequenzierungsfehlerraten um das 10- bis 20-fache.<sup>11</sup> Das Entfernen von FFPE-Artefakten (wie z. B. Desaminierung, Oxidation) ermöglicht eine analytische Sensitivität von bis zu 5 % VAF für DNA-Proben von niedriger Qualität.

Tabelle 7: Hohe Übereinstimmung zwischen WES und TruSight Oncology 500 für die TMB-Klassifizierung bei 10 Mutationen/Mb

Metrik	Wert
Positive Übereinstimmung in Prozent	94,7 %
Negative Übereinstimmung in Prozent	96,1 %
Gesamtübereinstimmung in Prozent	95,4 %

Basierend auf TMB-Werten von 108 FFPE-Gewebebeurteilungen. Die prozentuale Übereinstimmung wird für die TMB-high- und TMB-low-Klassifizierungen mit 10 Mutationen/Mb als Schwellenwert dargestellt.




Abbildung 5: Genaue Bestimmung des MSI-Status: (A) Vergleich des mit FFPE-Gewebeproben bei der Analyse mit TruSight Oncology 500 generierten quantitativen Scores (Y-Achse) mit dem bei der MSI-PCR generierten qualitativen Score (X-Achse). (B) Hohe Übereinstimmung der MSI-Analyse zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput. (C) Hohe Übereinstimmung bei der Analyse von TruSight Oncology 500 High-Throughput-Daten mit der TruSight Oncology 500 DRAGEN App und der TruSight Oncology 500 Local App. Hinweis: DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.




Abbildung 6: Genaue Bestimmung des TMB-Status: (A) Die Analyse von 108 FFPE-Gewebeproben zeigt eine hohe Übereinstimmung zwischen TMB-Messungen mit WES und TruSight Oncology 500. Die rote Linie gibt den Schwellenwert (10 Mutationen/Mb) an. (B) Hohe Übereinstimmung der TMB-Analyse zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput. (C) Hohe Übereinstimmung bei der Analyse von TruSight Oncology 500 High-Throughput-Daten mit der TruSight Oncology 500 DRAGEN App und der TruSight Oncology 500 Local App. Hinweis: DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.

### Sensitive Erkennung von CNVs

Kopienzahlveränderungen in unterschiedlichen Genen und Tumortypen stehen mit der Tumorgenese in Zusammenhang.<sup>14</sup> Beide TruSight Oncology 500-Assays enthalten Analysen von 59 mit CNV in Zusammenhang stehenden Genen und sind für das Amplifikations-Calling mit einer Nachweisgrenze von 2,2× Fold-Change geeignet (Abbildung 7, Tabelle 8).

### Hochempfindliche Variantenerkennung bei FFPE-Proben

Ein Vorteil der Target-Anreicherungsschemie ist die Verwendung von Sonden, die groß genug sind, um eine hohe Bindungsspezifität, aber auch eine Hybridisierung von Targets zu ermöglichen, die kleine Mutationen enthalten. So kann der Verlust von Proben bei Vorhandensein von sowohl natürlichen Allelvariationen als auch von über FFPE-Gewebeproben eingeführten Sequenzierungsartefakten reduziert werden. Der Assay kann reproduzierbar Varianten in FFPE-Proben von bis zu 5 % VAF erkennen (Abbildung 8, Tabelle 9).




Abbildung 7: Hohe Übereinstimmung zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput bei der CNV-Erkennung.




Abbildung 8: Hohe Übereinstimmung der VAF zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput.

Tabelle 8: Empfindliche CNV-Erkennung<sup>a</sup>

Gen	Fold-Change			Gewebe
	TruSight Oncology 500	TruSight Oncology 500 HT		
		Local App	DRAGEN App <sup>b</sup>	
<i>ERBB2</i>	23,43	23,37	23,90	Brust
<i>MDM2</i>	8,50	9,34	10,58	Lunge
<i>EGFR</i>	6,00	6,12	6,53	Lunge
<i>EGFR</i>	4,32	4,31	4,31	Lunge
<i>MET</i>	3,98	3,68	3,90	Lunge
<i>MYC</i>	3,59	3,67	3,71	Brust
<i>ERBB2</i>	2,86	2,91	2,96	Brust
<i>BRAF</i>	2,31	2,12	2,07	Lunge
<i>MYC</i>	2,22	2,24	2,25	Kolorektal
<i>CCND1</i>	2,15	2,20	2,15	Haut
<i>KRAS</i>	1,82	1,86	1,87	Brust
<i>MDM4</i>	1,80	1,77	1,85	Brust
<i>CCNE1</i>	1,76	1,79	1,71	Lunge
<i>FGF19</i>	1,73	1,74	1,70	Haut
<i>AR</i>	1,72	1,68	1,66	Kolorektal
<i>MET</i>	1,69	1,62	1,66	Kolorektal
<i>KRAS</i>	1,64	1,73	1,79	Lunge
<i>MYCN</i>	1,63	1,66	1,60	Kolorektal
<i>CDK6</i>	1,62	1,60	1,62	Kolorektal
<i>CHEK2</i>	1,58	1,54	1,49	Lunge
<i>FGF10</i>	1,54	1,51	1,58	Lunge
<i>BRCA2</i>	1,53	1,53	1,51	Brust
<i>FGF7</i>	1,49	1,50	1,53	Kolorektal
<i>FGFR1</i>	1,39	1,38	1,39	Kolorektal

a. Die Daten in dieser Tabelle stellen Beispiele für die Übereinstimmung zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput dar. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Liste der erkannten CNVs.  
 b. DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.

Tabelle 9: Hoheempfindliche Erkennung kleiner DNA-Varianten<sup>a</sup>

Gen	Mutation	VAF		
		TruSight Oncology 500	TruSight Oncology 500 High-Throughput	Local App / DRAGEN App <sup>b</sup>
Variantentyp: SNV (Single Nucleotide Variant, Einzelnukleotid-Variante)				
AKT1	E17K	20 %	18 %	16 %
BRAF	V600E	19 %	19 %	19 %
CDKN2A	R58	12 %	14 %	14 %
CTNNB1	G34E	16 %	18 %	18 %
EGFR	L858R	18 %	17 %	17 %
EGFR	T790M	13 %	12 %	12 %
FBXW7	R465C	8 %	7 %	7 %
FGFR2	S252W	32 %	32 %	31 %
GNAS	R844C	5 %	5 %	5 %
H3F3B	K37M	31 %	30 %	29 %
IDH2	R140Q	23 %	22 %	22 %
KRAS	G12D	6 %	6 %	6 %
NRAS	Q61K	15 %	18 %	18 %
PIK3CA	E542K	14 %	15 %	15 %
PTCH1	A563V	4 %	4 %	4 %
SMARCA4	R973W	3 %	3 %	3 %
TP53	R248Q	29 %	27 %	27 %
Variantentyp: MNV (Multiple Nucleotide Variant, Mehrfachnukleotid-Variante)				
RET	A845V	7 %	8 %	8 %
Variantentyp: Insertion				
APC	T1556Nfs*3	21 %	20 %	20 %
Variantentyp: Deletion				
ARID1A	D1850Tfs*33	4 %	5 %	5 %
EP300	H2324fs*29	24 %	20 %	20 %
KMT2A (MLL)	K3828Rfs*31	3 %	3 %	3 %
PTEN	K267Rfs*9	21 %	21 %	19 %
RNF43	G659Vfs*41	18 %	18 %	18 %

a. Die Daten in dieser Tabelle stellen Beispiele für die Übereinstimmung zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput dar. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Liste der erkannten SNVs und Indels.

b. DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.

## Robuste Erkennung von Fusionen

Krebs kann durch epigenetische Veränderungen, Änderungen der Expressionsstufe und durch Genfusionen entstehen, die mit den Standard-Sequenzierungsverfahren nicht identifiziert werden können.<sup>15,16</sup> Die TruSight Oncology 500-Assays erkennen und charakterisieren Fusionen unabhängig vom Partner. Für vergleichbare Ergebnisse bei der RNA-Analyse werden 40 ng RNA für TruSight Oncology 500 und 40 bis 80 ng RNA für TruSight Oncology 500 High-Throughput empfohlen. Bei niedriger FFPE-RNA-Ausbeute aus FFPE-Geweben können auch mit TruSight Oncology 500 High-Throughput RNA-Zugaben von 40 ng verwendet werden, um Varianten auf mittleren bis hohen Expressionsstufen zu erkennen. Wenn verfügbar, kann mit der Zugabe von 80 ng RNA die Sensitivität für Fusionen bei sehr niedrigen Konzentrationen maximiert werden (Tabelle 10).

## Zukunftsplanung

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput lassen sich einfach in Labore integrieren, die aktuell NGS einsetzen, wodurch diese CGP (Comprehensive Genomic Profiling, umfassendes genomisches Profiling) bieten können, ohne hierfür eine vollkommen neue Technologie zu benötigen. Mit der Kombination mehrerer unabhängiger Einzel-Biomarker-Assays zu einem einzigen Assay sparen Labore Probenmaterial, Zeit und Geld und erhöhen zugleich die Chance, dass positive Biomarker erkannt werden. Außerdem hat die Verarbeitung von Tumor-Assays in der eigenen Einrichtung den Vorteil, dass Labore die Proben und Rohdaten behalten und so aktiver an molekularen Tumorboards teilnehmen können.

## Zusammenfassung

Bei TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput handelt es sich um NGS-basierte Hybriderfassungs-Assays, die durch Analyse wichtiger in Richtlinien und klinischen Studien vorhandener Biomarker CGP mit einem einzigen Assay und einer geringen Probenmenge ermöglichen. Die Kombination aus DNA- und RNA-Hybriderfassung mit komplexer Informatik verringert die Fehleranzahl und liefert hochwertige Daten, sogar bei FFPE-Proben. TruSight Oncology 500 High-Throughput ermöglicht Laboren größere Batches und die Verarbeitung von mehr Proben pro Woche. Nutzen Sie die Leistung von TruSight Oncology 500 zur Steigerung der Laboreffizienz sowie zur Gewinnung aussagekräftiger Ergebnisse.

Tabelle 10: Robuste Erkennung von Fusionen und Spleißvarianten

RNA-Fusion	RNA-Zugabemenge			Gewebe
	40 ng	60 ng	80 ng	
ALK-EML4	15	21	40	Lunge
EGFR-RAB3IP	5	9	19	Gehirn
EGFR-METTL1	25	84	71	Gehirn
BRCA1-MPP2	25	28	29	Unbekannt
ALK-BRE	75	112	128	Sarkom
CCDC170-ESR1	122	59	168	Niere
MYC-MRPL13	27	35	52	Brust
MYC-STK3	11	39	28	Brust
ROS1;GOPC-ENC1	32	53	93	Lunge
ROS1;GOPC-CD74	104	92	141	Lunge
ANKUB1; RNF13-ETV5;DGKG	29	45	72	Uterus
NTRK3-SEMA6A	7	16	25	Haut
RET-NCOA4	74	78	154	Schilddrüse
EWSR1-ATF1	19	30	32	Sarkom
EWSR1-CBY1	44	30	97	Sarkom
BRCA2-NRXN3	33	60	84	Knochen
FLT3-SMOX	50	72	54	Knochen
FLT3-VWA8	29	51	69	Knochen
FLT3-LCP1	12	32	47	Knochen
<b>Spleißvariante</b>				
ARv7	26	38	46	Brust
EGFR v3	567	884	937	Gehirn
EGFR v3	1.249	1.614	2.049	Gehirn

a. Die Daten in dieser Tabelle stellen Beispiele für die Übereinstimmung zwischen TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput dar. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Liste der erkannten SNVs und Indels.  
 b. DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software für den lokalen und cloudbasierten Einsatz ist in Kürze erhältlich.

## Weitere Informationen

TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput: [www.illumina.com/tso500](http://www.illumina.com/tso500)

## Quellen

- Stransky N, Cerami E, Schalm S, Kim JL, Lengauer C. [The landscape of kinase fusions in cancer](#). *Nat Commun*. 2014;5:4846.
- Boland GM, Piha-Paul SA, Subbiah V, et al. [Clinical next generation sequencing to identify actionable aberrations in a phase I program](#). *Oncotarget*. 2015;6(24):20099-20110.
- Massard C, Michiels S, Ferté C, et al. [High-Throughput Genomics and Clinical Outcome in Hard-to-Treat Advanced Cancers: Results of the MOSCATO 01 Trial](#). *Cancer Discov*. 2017;7(6):586-595.
- Harris MH, DuBois SG, Glade Bender JL, et al. [Multicenter Feasibility Study of Tumor Molecular Profiling to Inform Therapeutic Decisions in Advanced Pediatric Solid Tumors: The Individualized Cancer Therapy \(iCat\) Study](#). *JAMA Oncol*. 2016;2(5):608-615.
- Parsons DW, Roy A, Yang Y, et al. [Diagnostic Yield of Clinical Tumor and Germline Whole-Exome Sequencing for Children With Solid Tumors](#). *JAMA Oncol*. 2016;2(5):616-624.
- Zehir A, Benayed R, Shah RH, et al. [Mutational landscape of metastatic cancer revealed from prospective clinical sequencing of 10,000 patients](#). *Nat Med*. 2017;23(6):703-713.
- Tray N, Weber JS, Adams S. [Predictive Biomarkers for Checkpoint Immunotherapy: Current Status and Challenges for Clinical Application](#). *Cancer Immunol Res*. 2018;6(10):1122-1128.
- Samstein RM, Lee CH, Shoushtari AN, et al. [Tumor mutational load predicts survival after immunotherapy across multiple cancer types](#). *Nat Genet*. 2019;51(2):202-206.
- U.S. Food & Drug Administration. [FDA Approves First-Line Immunotherapy for Patients with MSI-H/bMMR Metastatic Colorectal Cancer](#). Aufgerufen am 1. Mai 2021.
- U.S. Food & Drug Administration. [FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors](#). Aufgerufen am 1. Mai 2021.
- Illumina (2017) [Technischer Hinweis zu TruSight Oncology UMI-Reagenzien](#).
- PierianDx - [Genomic Knowledgebase](#). Aufgerufen am 1. Mai 2021.
- Illumina (2018) [Analysis of TMB and MSI Status with TruSight Oncology 500 application note](#).
- Beroukhi R1, Mermel CH, Porter D, et al. [The landscape of somatic copy-number alteration across human cancers](#). *Nature*. 2010;463(7283):899-905.
- Green MR, Vicente-Duenas C, Romero-Camarero I, et al. [Transient expression of BCL6 is sufficient for oncogenic function and induction of mature B-cell lymphoma](#). *Nat Commun*. 2014;5:3904.
- Piskol R, Ramaswami G, Li JB. [Reliable identification of genomic variants from RNA-seq data](#). *Am J Hum Genet*. 2013;93(4):641-651.

Bestellinformationen für TruSight Oncology 500

	Probentyp	Bibliotheksvorbereitung		Enthält PierianDx	Varianten-Calling		
		Produkt	Katalog-Nr.		Produkt	Katalog-Nr.	
Manuell	DNA	TruSight Oncology 500 DNA Kit <sup>a</sup> (16 Indizes, 48 Proben)	20028213		Lizenz für ein Jahr		
		TruSight Oncology 500 DNA Kit plus PierianDx <sup>a</sup> (16 Indizes, 48 Proben)	20032624	✓	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 1 (120 DNA- oder 96 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
		TruSight Oncology 500 DNA Kit für NextSeq <sup>b</sup> (16 Indizes, 48 Proben)	20028214		DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 2 (360 DNA- oder 288 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
		TruSight Oncology 500 DNA Kit für NextSeq plus PierianDx <sup>b</sup> (16 Indizes, 48 Proben)	20032625	✓	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 3 (600 DNA- oder 480 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
	DNA/RNA	TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundle <sup>a</sup> (16 Indizes, 24 Proben)	20028215		DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 4 (925 DNA- oder 740 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundle plus PierianDx <sup>a</sup> (16 Indizes, 24 Proben)	20032626	✓	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 5 (1.850 DNA- oder 1.480 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundle für NextSeq <sup>b</sup> (16 Indizes, 24 Proben)	20028216		DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 6 (5.550 DNA- oder 4.440 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundle für NextSeq plus PierianDx <sup>b</sup> (16 Indizes, 24 Proben)	20032627	✓	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 7 (9.250 DNA- oder 7.400 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar	
	Automatisch	DNA	TruSight Oncology 500 DNA Automation <sup>a</sup> Kit (16 Indizes, 64 Proben)	20045504		DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 8 (18.500 DNA- oder 14.800 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
			TruSight Oncology 500 DNA Automation Kit plus PierianDx <sup>a</sup> (16 Indizes, 64 Proben)	20045506	✓	Hardware (für die lokale Analyse)	
TruSight Oncology 500 DNA Automation Kit für NextSeq <sup>b</sup> (16 Indizes, 64 Proben)			20045505		DRAGEN S3-Server	20040619	
DNA/RNA		TruSight Oncology 500 DNA Automation Kit für NextSeq plus PierianDx <sup>b</sup> (16 Indizes, 64 Proben)	20045507	✓			
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA Automation Kit (16 Indizes, 32 Proben)	20045508				
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA Automation Kit plus PierianDx <sup>a</sup> (16 Indizes, 32 Proben)	20045509	✓			
	TruSight Oncology 500 DNA/RNA Automation Kit für NextSeq <sup>b</sup> (16 Indizes, 32 Proben)	20045990					
	TruSight Oncology 500 DNA/RNA Automation Kit für NextSeq plus PierianDx <sup>b</sup> (16 Indizes, 32 Proben)	20045991	✓				

a. Enthält Reagenzien für die Bibliotheksvorbereitung und Anreicherung. Enthält keine Sequenzierungsreagenzien für das NextSeq 550-System.

b. Enthält Reagenzien für die Bibliotheksvorbereitung und Anreicherung sowie Sequenzierungsreagenzien für das NextSeq 550-System.

Bestellinformationen: TruSight Oncology 500 und TruSight Oncology 500 High-Throughput

Probenotyp	Bibliotheksvorbereitung			Automatisierung		
	Produkt	Katalog-Nr.	Enthält PierianDx	Produkt	Katalog-Nr.	
Manuell	DNA	TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Kit <sup>a</sup> (48 Proben)	20040765		i-Serie von Beckman Coulter	An den Vertrieb von Illumina wenden
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Kit mit PierianDx <sup>a</sup> (48 Proben)	20040769	✓	Hamilton Microlab STAR	An den Vertrieb von Illumina wenden
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Kit <sup>a</sup> (144 Proben)	20040767			
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput mit PierianDx <sup>a</sup> (144 Proben)	20040771	✓		
	DNA/RNA	TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Kit <sup>a</sup> (24 Proben)	20040764			
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Kit mit PierianDx <sup>a</sup> (24 Proben)	20040768	✓		
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Kit <sup>a</sup> (72 Proben)	20040766			
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Kit mit PierianDx <sup>a</sup> (72 Proben)	20040770	✓		
Automatisch	DNA	TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (64 Proben)	20049283			
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (64 Proben) plus PierianDx	20049277	✓		
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (144 Proben)	In Kürze verfügbar			
		TruSight Oncology 500 DNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (144 Proben) plus PierianDx	In Kürze verfügbar	✓		
	DNA/RNA	TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (32 Proben)	20049282			
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (32 Proben) plus PierianDx	20049276	✓		
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (72 Proben)	In Kürze verfügbar			
		TruSight Oncology 500 DNA/RNA High-Throughput Automation Kit <sup>a</sup> (72 Proben) plus PierianDx	In Kürze verfügbar	✓		

a. Enthält Reagenzien für die Bibliotheksvorbereitung und Anreicherung. Enthält keine IDT for Illumina-Indizes und keine Sequenzierungsreagenzien für das NovaSeq 6000-System.

Bestellinformationen: TruSight Oncology 500 High-Throughput

Verbrauchsmaterialien			Varianten-Calling	
Produkt		Katalog-Nr.	Produkt	Katalog-Nr.
Index-Kits			Lizenz für ein Jahr	
Manuell	IDT for Illumina UMI DNA/RNA UD Indexes Set A, Ligation (96 Indizes, 96 Proben)	20034701	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 1 (120 DNA- oder 96 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
	IDT for Illumina UMI DNA/RNA UD Indexes Set B, Ligation (96 Indizes, 96 Proben)	20034702	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 2 (360 DNA- oder 288 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
Automatisch	IDT for Illumina UMI DNA/RNA UD Indexes for Automation Set A, Ligation (96 Indizes, 96 Proben)	In Kürze verfügbar	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 3 (600 DNA- oder 480 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
	IDT for Illumina UMI DNA/RNA UD Indexes for Automation Set B, Ligation (96 Indizes, 96 Proben)	20063213	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 4 (925 DNA- oder 740 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
Sequenzierungsreagenzien-Kits			DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 5 (1.850 DNA- oder 1.480 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
NovaSeq 6000 SP Reagent Kit v1.5 (200 Zyklen)		20040719	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 6 (5.550 DNA- oder 4.440 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
NovaSeq 6000 S1 Reagent Kit v1.5 (200 Zyklen)		20028318	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 7 (9.250 DNA- oder 7.400 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
NovaSeq 6000 S2 Reagent Kit v1.5 (200 Zyklen)		20028315	DRAGEN TruSight Oncology 500 Analysis Software, lokal, Stufe 8 (18.500 DNA- oder 14.800 DNA/RNA-Proben)	In Kürze verfügbar
NovaSeq 6000 S4 Reagent Kit v1.5 (200 Zyklen)		20028313	Hardware (für die lokale Analyse)	
			DRAGEN S3-Server	20040619



1.800.809.4566 (USA, gebührenfrei) | +1.858.202.4566 (Tel. außerhalb der USA)  
 techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2021 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Spezifische Informationen zu Marken finden Sie unter [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).  
 M-GL-00173 DEU v2.0